

Gamme de sièges

Nourish^{MC}



GLOBALcare
Des produits pour la qualité de vie^{MC}



Nourish^{MC} – pour nourrir votre bien-être.



GC3684F Fauteuil de patient à dossier haut flexible avec support lombaire Schukra et appui-tête réglable



GC3685 Fauteuil bariatrique à dossier haut, pieds à hauteur fixe

La gamme Nourish^{MC} a été mise au point avec le concours de professionnels chevronnés du domaine de soins de santé, l'objectif étant de créer le « siège patient idéal ». La gamme Nourish propose ainsi des caractéristiques particulières adaptées à la morphologie et au degré de mobilité du patient.

Pour faciliter le transfert en toute sécurité, chaque accoudoir peut s'escamoter, permettant un déplacement horizontal d'une surface, par exemple un lit, au fauteuil, et vice versa. Nourish se distingue aussi par des pieds à hauteur réglable qui se règlent indépendamment l'un de l'autre, rehaussant ainsi le degré de confort du patient. Les modèles bariatriques présentent une assise à hauteur fixe à 18,5 po du sol.

Les roulettes « basculez-déplacez » de série sur les pieds arrière facilitent le déplacement du siège. Un modèle Nourish est muni de quatre roulettes à blocage manuel, sans réglage en hauteur. Ce modèle facilite les déplacements tout en offrant le même confort exceptionnel. Les sièges peuvent aussi être personnalisés au moyen d'un appui-tête dissimulé à profondeur réglable, d'un support lombaire Schukra à profondeur réglable ou d'un mécanisme de flexion du dossier. Pour bien nourrir votre bien-être, optez pour Nourish, le siège patient idéal.



GC3684F Des roulettes sur les pieds arrière ainsi qu'une poignée de poussée aident le personnel soignant à déplacer le siège sans le soulever (ne pas utiliser pour les transferts).

Caractéristiques et options



Une poignée de poussée confortable en option aide à déplacer le siège plus facilement.



Certains modèles choisis sont dotés d'un appui-tête Schukra dissimulé à profondeur réglable pour un confort personnalisé.



Certains modèles choisis sont dotés d'un support lombaire Schukra à profondeur réglable.



Les accoudoirs facilitant le transfert se rabattent, offrant un accès au siège par le côté.



Les pieds se règlent en hauteur sur 3 po à l'aide de la goupille de blocage à hauteur prééglée.



Caractéristiques



Une poignée de poussée confortable en option (non illustrée) aide à déplacer le siège plus facilement.

Des modèles à dossier fixe et à dossier flexible sont offerts.

Certains modèles choisis sont dotés d'un appui-tête Schukra dissimulé à profondeur réglable.

SCHUKRA

Le dossier à courbe composée atténue la pression.

Certains modèles choisis sont dotés d'un support lombaire Schukra profilé à profondeur réglable pour plus de confort.

SCHUKRA

Les accoudoirs sont dotés de manchons en uréthane moulé durable, résistant à l'humidité et doux au toucher.

Les accoudoirs facilitant le transfert se rabattent aisément offrant un accès au siège par le côté.

Deux hauteurs d'assise sont offertes, à 17 po (course de 17 po à 20 po) et à 20 po du sol (course de 20 po à 23 po).

L'assise profilée sans couture à l'avant est faite de mousse bio UltraCell haute densité; le devant semi-arrondi soulage les points de compression.

BioPlush
Mayer

Le pouf incliné soulage la tension dans les jambes pour un confort accru.

Pour désencombrer l'espace, lorsqu'il ne sert pas, le pouf se range sous le siège (de toute hauteur).

Des roulettes sur les pieds arrière permettent de basculer le siège et de le déplacer aisément, en toute sécurité.

Les pieds se règlent indépendamment en hauteur sur 3 po pour varier la hauteur et l'inclinaison de l'assise.

En couverture : Le modèle GC3684F présente un dossier garni d'un textile Drift de Momentum en grenadine (YDN0) et une assise garnie d'un vinyle Allante en cannelle (A22E). Ci-dessus : Le fauteuil présente un dossier garni d'un textile Rain Dance de Mayer en aloès (RD31) et une assise garnie d'un textile Silverweave de Mayer en jade (YBK8). Le pouf est illustré garni d'un textile Silverweave de Mayer en jade (YBK8).



Cette brochure donne un aperçu des principales caractéristiques et des principaux avantages de la gamme de produits GLOBALcare décrite. Pour une liste complète de tous les produits offerts et de leurs caractéristiques, ou pour découvrir le choix complet de textiles et de finis GLOBALcare, visitez thinkglobalcare.com. Pour plus de renseignements sur les prix, veuillez consulter notre relieure GLOBALcare ou communiquer avec votre représentant GLOBALcare.

Global - Canada

Le Groupe Global, 1350, chemin Flint, Downsview (Ontario) M3J 2J7
Ventes et marketing : Tél 1 877 446-2251
Service à la clientèle : Téléc 1 800 361-3182
Service à la clientèle, Affaires gouvernementales : Téléc (416) 739-6319

Global - États-Unis

17, chemin West Stow, P.O. Box 562
Marlton, New Jersey, U.S.A. 08053
Tél (856) 596-3390 (800) 220-1900
Téléc (856) 596-5684

Global - International

560, chemin Supertest, Downsview
Ontario, Canada M3J 2M6
Tél (416) 661-3660 (800) 668-5870
Téléc (416) 667-1821

GGI Office Furniture (UK) Ltd.

Global Way, Darwen
Lancashire, UK BB3 0RW
Tél +44(0) 1254 778500
Téléc +44(0) 1254 778519

Visitez-nous sur le Web à www.thinkglobalcare.com Bureaux partout au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Brésil. Distribution mondiale. Un membre du Groupe Global. © 2014^{MC}, Marques de commerce de GLOBAL TOTAL OFFICE. Ces produits peuvent faire l'objet de brevets délivrés ou de demandes de brevet en instance au Canada, aux États-Unis et ailleurs. Tous les droits de propriété intellectuelle sur les marques de commerce, brevets et dessins industriels applicables sont strictement réservés. Les caractéristiques sont valides au moment de l'impression. Imprimé au Canada. Création / Global Group Design Center 041214 / 14.0206